

CYPRAMED

C a t a l o g



KULLANMA KLAVUZU VE TALİMATLAR

UYARILAR:

1. Jinekoloji & Üroloji ürünleri Operasyonlarında kullanılır.
2. Ambalaj açılmadığı veya hasar görmediği sürece sterilidir.
3. Uygun eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.
4. Tek Kullanımlıdır, Tekrar Steril Edilemez.
5. Son kullanma Tarihi, lot, seri no orijinal Üretim ambalaj etiketindedir.
6. Taşımacılıkta nakliyede dikkat edilmesi gerekenler + depolama ve saklama koşulları : Oda sıcaklığında ve kuru yerde muhafaza edilmelidir.

Is a medical device distributor for GYNECOLOGICAL & UROLOGICAL products such as silicone Pessaries & Vaginal Dilators, Endometrial Sampling Devices, Catheters & Procedure Trays, Cervical Dilators, Aspiration Sets, Laminaria, Biopsy Needles, Leep Electrodes & Accessories and Surgical Instruments

Endometrial Örneklem Cihazları, Kateterler & Prosedürü Tepsiler, Servikal Dilators, Aspirasyon Setleri, Laminaria, Biyopsi İğneleri, LEEP elektrotlar & Aksesuar ve Cerrahi Aletler silikon Pessaries & Vajinal Dilators gibi JİNEKOLOJİK & ürolojik bir tıbbi cihaz distribütör ürünleridir.




Donut Pessary

DONUT: Support for thirddegree prolapse / procidentia



Position in Pessary

Corrected with Donut pessary



Uncorrected

SILICONE DONUT PESSARY SIZES

DIAMETER inches	DIAMETER mm
2"	50.8
2¼"	57.2
2½"	63.5
2¾"	69.9
3"	76.2
3¼"	82.6
3½"	88.9
3¾"	95.3

SCREENED AREA indicates sizes recommended for office fitting. With these sizes, you will be able to fit 85.2% of patients.




Ring pessary



(INGILIZCE) The Ring pessary, available with or without a supporting membrane, is primarily used for a mild first-degree uterine prolapse or a cystocele.

(TURKCE) Ring rahim ağzına yerleştirilen araç, ya da destekleyici bir membran olmadan kullanılabilir, öncelikle hafif birinci derece uterus prolapsusu veya sistosel için kullanılır.



SKU(Without Support)	R0	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9
Dimension in inch	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"	4.00"
SKU(With Support)	Rs0	Rs1	Rs2	Rs3	Rs4	Rs5	Rs6	Rs7	Rs8	Rs9
Dimension in inch	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"	4.00"

Cube pessary



(INGILIZCE) The Cube pessary, available with or without drains, may be used to relieve the symptoms of a cystocele or rectocele as well as a second or third-degree uterine prolapse.

(TURKCE) Cube rahim ağzına yerleştirilen araç ile mevcut ya da olmayan, bir sistosel veya rektosel yanı sıra bir ya da üçüncü derece ikinci uterin prolapsusu gibi belirtileri tedavi etmek için kullanılır.



SKU(Without Drains)	CU0	CU1	CU2	CU3	CU4	CU5	CU6	CU7	CU8	CU9	CU10
Dimension in mm	25	29	33	37	41	45	50	56	63	70	75
SKU(With Drains)	CUD0	CUD1	CUD2	CUD3	CUD4	CUD5	CUD6	CUD7	CUD8	CUD9	CUD10
Dimension in mm	25	29	33	37	41	45	50	56	63	70	75

Donut Pessary



(INGILIZCE)The Donut pessary may be used to relieve the stress of a second or third-degree uterine prolapse, a cystocele, or rectocele. This pessary, often used by post-menopausal women, is easily compressed for insertion and removal.

(TURKCE) Donut rahim ağzına yerleştirilen araç veya üçüncü derece ikinci uterin prolapsusu, bir sistosel veya rektosel ile stresi azaltmak için kullanılabilir. Bu rahim ağzına yerleştirilen araç, genellikle post-menopozal kadınlarda kullanılır, kolay takılıp çıkarılır.




SKU	ID2	ID3	ID4	ID5	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
Dimension in inch	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"

Inflatoball Donut



INFLATOBALL : For mild cystocele or rectocele associated with a procidentia/prolapse. The unique design permits individualized fitting and adjustments by varying the amount of air pressure within the pessary. The fully deflated pessary is easy to insert or remove even with a narrow introitus. Inflatoball is sometimes the only pessary the patient can tolerate.

SCREENED AREA : indicates sizes recommended for office fitting. With these sizes, you will be able to fit 85.2% of patients. Patient must be taught how to insert, clean and reinsert this pessary daily.



SIZE	DIAMETER	QTY.
S	2"±	
M	2¼±	
L	2½±	
XL	2¾±	

INFLATOBALL: Prolapsa bağlı orta dereceli sistosel veya rektosel için. Tek olan dizaynı sayesinde pesser içindeki hava basıncının hastaya münhasır ayarlanmasını ve sabitlenmesini sağlar. Tamamen sönmüş pesserin dar rahimlerde bile sokması ve çıkarılması kolaydır. Inflatoball hastanın tolere edebileceği tek pesserdir.

BÖLÜNÜMÜŞ (YEŞİL) ALAN: Muayenehane çalışması için tavsiye edilen gerekli boyutları gösterir. Bu boyutlar ile hastaların %83'üne rahatlıkla yerleştirilebilir. Hastalara pesserin nasıl yerleştirileceği ve çıkarılacağı öğretilmelidir.

Gellhorn Pessary



(INGILIZCE) The Gellhorn pessary with drains is used to relieve the symptoms of cystocele or rectocele as well as a second or third-degree uterine prolapse. This pessary's stem with knob is easily folded to facilitate insertion and removal.



(TÜRKÇE) Gellhorn rahim ağzına yerleştirilen araç sistosel veya rektosel yanı sıra bir ya da üçüncü derece ikinci uterin prolapsusu. Topuzu ile bu rahim ağzına yerleştirilen araç kullanıcısı sapı kolayca katılıp çıkarılabilir.

Available Sizes: Gellhorn (GD)/ Short-stem Gellhorn (GS)
GD's stem is 1.5" length. GS's stem is 1.1" length.

SKU(With Drains)	Gd0	Gd1	Gd2	Gd3	Gd4	Gd5	Gd6	Gd7	Gd8
Dimension in inch	1.50"	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"
SKU(With Drains)	Gs0	Gs1	Gs2	Gs2	Gs4	Gs5	Gs6	Gs7	Gs8
Dimension in inch	1.50"	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"

Dish Pessary



(INGILIZCE) The Dish pessary, available with or without a supporting membrane, is used to relieve the stress of a second or third-degree uterine prolapse, a cystocele, or rectocele. This pessary may also relieve stress urinary incontinence.



(TÜRKÇE) Dish pessary Rahim ağzına yerleştirilen araç, ya da destekleyici bir membran olmadan kullanılabilir, ya da üçüncü derece ikinci uterin prolapsusu, bir sistosel veya rektosel ile stresi azaltmak için kullanılır. Bu rahim ağzına yerleştirilen araç da stres inkontinans rahatlatmak içindir.

SKU(Without Support)	DSH0	DSH1	DSH2	DSH3	DSH4	DSH5	DSH6	DSH7
Dimension in mm	50	55	60	65	70	75	80	85
SKU(With Support)	DSHS0	DSHS1	DSHS2	DSHS3	DSHS4	DSHS5	DSHS6	DSHS7
Dimension in mm	50	55	60	65	70	75	80	85

Oval Pessary



(INGILIZCE) The Oval pessary, available with or without a supporting membrane, is commonly used for a mild first-degree uterine prolapse or a cystocele. This pessary's shape inhibits its rotation in women with a history of vaginal surgery.



(TÜRKÇE) Oval rahim ağzına yerleştirilen araç, ya da destekleyici bir membran olmadan kullanılabilir genellikle hafif birinci derece uterus prolapsusu veya sistosel için kullanılır. Bu rahim ağzına yerleştirilen araç şekli vajinal cerrahi öyküsü olan kadınlarda rotasyon engeller.

SKU(Without Support)	Ov1	Ov2	Ov3	Ov4	Ov5	Ov6	Ov7	Ov8	Ov9
Dimension in inch	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"	4.00"
SKU(With Support)	OVS1	OVS2	OVS3	OVS4	OVS5	OVS6	OVS7	OVS8	OVS9
Dimension in inch	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"	4.00"

Shaatz Pessary



(INGILIZCE) The Shaatz pessary may relieve the symptoms of a cystocele as well as a second or third-degree uterine prolapse. Its convex shape insures a snug fit while the drainage holes permit easy removal.



(TÜRKÇE) Shaatz rahim ağzına yerleştirilen araç yanı sıra bir ya da üçüncü derece ikinci uterin prolapsusu bir sistosel belirtileri hafifletmek içindir. Drenaj delikleri kolayca çıkarılmasına izin verirken onun dışbükey şekli rahat bir uyum sağlar.

SKU	Sh0	Sh1	Sh2	Sh3	Sh4	Sh5	Sh6	Sh7	Sh8
Dimension in inch	1.5"	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"

Marland Pessary



(İNGİLİZCE) The Marland pessary, available with or without a supporting membrane, is used to relieve the symptoms of a second or third-degree uterine prolapse, a cystocele, or a rectocele. This pessary's elevated platform may also relieve stress urinary incontinence.

(TÜRKÇE) Marland rahim ağzına yerleştirilen araç, veya destekleyici bir membran olmadan kullanılabilir, ikinci veya üçüncü derece uterin prolapsusu, bir cystocele veya rectocele semptomlarını rahatlatmak için kullanılır. Bu rahim ağzına yerleştirilen araç yükseltilmiş bir platform da stres idrar kaçırmayı engellemek için kullanılır.



SKU(Without Support)	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8
Dimension in inch	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"
SKU(With Support)	MS2	MS3	MS4	MS5	MS6	MS7	MS7
Dimension in inch	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"	3.75"

Gehrung Pessary



(İNGİLİZCE) The malleable Gehrung pessary with a supporting membrane is primarily used for a significant cystocele or rectocele and may also provide relief for a second or third-degree uterine prolapse. This pessary can be manually shaped to accommodate individual problems and anatomies.

(TÜRKÇE) Gehrung rahim ağzına yerleştirilen araç öncelikle önemli bir sistosel veya rektosel için kullanılan ve aynı zamanda bir ya da üçüncü derece ikinci uterin prolapsusu için rahatlatma sağlayabilir. Bu rahim ağzına yerleştirilen araç bireysel sorunlar ve anatomileri uyumlu şekilde olabilir.



SKU	GHS0	GHS1	GHS2	GHS3	GHS4	GHS5	GHS6	GHS7	GHS8	GHS9
Dimension in mm	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95

Hodge Pessary



(İNGİLİZCE) The malleable Hodge pessary, available with or without a supporting membrane, is commonly used for a first or mild second-degree uterine prolapse and may also relieve a cystocele. These pessaries, designed to be manually shapeable for individual fitting, are usually prescribed for reproductive-aged women who prefer conservative therapy.

(TÜRKÇE) Hodge rahim ağzına yerleştirilen araç, ya da destekleyici bir membran olmadan kullanılabilir genellikle ilk veya hafif ikinci derece uterin prolapsusu için kullanılan ve aynı zamanda bir sistosel rahatlatmak içindir. Bu pessaries, elle tek tek takılması için shapeable amacıyla tasarlanmış, genellikle konservatif tedavi tercih üreme çağındaki kadınlara uygulanmaktadır.



SKU(Without Support)	HD0	HD1	HD2	HD3	HD4	HD5	HD6	HD7	HD8	HD9
Dimension in mm	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110
SKU(With Support)	HDS0	HDS1	HDS2	HDS3	HDS4	HDS5	HDS6	HDS7	HDS8	HDS9
Dimension in mm	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110

Ring With Knob



(İNGİLİZCE) The knobbed Ring pessary, available with or without a supporting membrane, has the same indications as the Ring pessary and may also relieve stress urinary incontinence.

(TÜRKÇE) Knobbed Ring rahim ağzına yerleştirilen araç, ya da destekleyici bir membran olmaksızın mevcut ve Ring rahim ağzına yerleştirilen araç aynı endikasyon vardır ayrıca idrar kaçırma stresi azaltmak için kullanılır.



SKU(Without Support)	Rk0	Rk1	Rk2	Rk3	Rk4	Rk5	Rk6	Rk7
Dimension in inch	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"
SKU(With Support)	RKS0	RKS1	RKS2	RKS3	RKS4	RKS5	RKS6	RKS7
Dimension in inch	1.75"	2.00"	2.25"	2.50"	2.75"	3.00"	3.25"	3.50"

Cup Pessary



The Cup pessary, available with or without a supporting membrane, is used for a first or a mild second-degree uterine prolapse.

(TÜRKÇE) Cup rahim ağzına yerleştirilen araç, ya da destekleyici bir membran olmadan kullanılabilir, ya da hafif bir ikinci derece uterin prolapsusu ile kullanılır.



SKU(Without Support)	CP0	CP1	CP2	CP3	CP4	CP5	CP6	CP7
Dimension in mm	50/18	55/23	60/28	65/33	70/38	75/43	80/48	85/52
SKU(With Support)	CPS0	CPS1	CPS2	CPS3	CPS4	CPS5	CPS6	CPS7
Dimension in mm	50/18	55/23	60/28	65/33	70/38	75/43	80/48	85/52

Pessaries may be used to relieve the following symptoms

Pessary Selection Chart

	Prolapse (1-2nd Degree) (2-3 Degree)		Cystocele	Rectocele	Stress Incontinence	Retro Displacement	Incompetent Cervix
Cube		X	X	X			
Cup	X		X		X	X	X
Dish	X	X	X		X		
Donut		X	X	X			
Gellhorn		X	X	X			
Gellhorn (Short Stern)		X	X	X			
Gehrung		X	X	X			
Hodge	X		X		X	X	X
Marland		X	X		X		
Oval	X		X				
Ring	X		X				
Ring w/Knob	X	X	X		X		
Shaatz		X	X				

Fitting Set



(INGILIZCE) Offers a Fitting Set to help determine the proper style and size of pessary for each patient. Packaged in an attractive case, the set includes six popular Ring pessaries and an embossed cross-reference chart to use in selecting the appropriate pessary. One set can be used for multiple patients because the Rings, like all of Panpac's pessaries, can be disinfected and sterilized. Methods for these cleaning processes are included with every pessary.

(TÜRKÇE) Uygun bir ayarla Teklifler uygun stil ve rahim ağzına yerleştirilen araç boyutunu belirlemek için her hastaya ayrı ayrı uygulanır. Çekici bir paket halinde, ayarlanmış uygun rahim ağzına yerleştirilen araç seçiminde kullanmak için altı popüler Halka pessaries ve kabartmalı bir çapraz başvuru tablosu içerir. Çünkü Yüzük, tüm peserler gibi dezenfekte edilebilir ve sterilize edilerek birden çok hasta için kullanılabilir.

Cross Reference Chart Fs1000 Fitting Set Ring

Fit WITH RING	#2	#3	#4	#5	#6	#7
Use						
Gellhorn / Short Stem	G2.00D/S	G2.25 D/S	G2.50 D/S	G2.75 D/S	G3.00 D/S	G3.25D/S
Shaatz	SH2.00	SH2.25	SH2.50	SH2.75	SH3.00	SH3.25
Donut	D2.25	D2.50	D2.75	D3.00	D3.25	D3.50
Ring	R2.25	R2.50	R2.75	R3.00	R3.25	R3.50
Marland	M2.25	M2.50	M2.75	M3.00	M3.25	M3.50
Oval	OV2.75	OV3.00	OV3.25	OV3.50	OV3.75	OV4.00
Dish	DSH60	DSH65	DSH70	DSH75	DSH80	DSH85
Cup	CP60	CP60	CP70	CP75	CP80	CP85
Ring with Knob	RK2.25	RK2.50	RK2.75	RK3.00	RK3.25	RK3.50
Cube	CU41	CU45	CU50	CU56	CU63	CU70

Silicone Vaginal Dilator Sets, Product ID : DT-A, DT-B, DT-C



(INGILIZCE) Each reusable set includes four graduated sizes of dilators used to enlarge the vagina for examination, surgical procedure, or relief of vaginismus.

(TURKCE) Her bir reusable dilatörler cerrahi girişim ve öncesi vajina genişletmek için tasarlanmıştır. Dört değişik boyutları vardır.

Family A	Length	Small OD	Large OD
DT-A/XL	150.0 mm	30.0 mm	38.0 mm
DT-A/L	138.0 mm	25.5 mm	32.0 mm
DT-A/M	128.0 mm	22.5 mm	28.0 mm
DT-A/S	120.0 mm	19.5 mm	24.0 mm
Family B	Length	Small OD	Large OD
DT-B/XL	95.0 mm	26.0 mm	33.0 mm
DT-B/L	86.0 mm	22.5 mm	28.0 mm
DT-B/M	78.0 mm	19.5 mm	23.0 mm
DT-B/S	75.0 mm	12.5 mm	17.0 mm
Family C	Length	Small OD	Large OD
DT-C/XL	75.0 mm	13.5 mm	18.0 mm
DT-C/L	65.0 mm	12.0 mm	16.0 mm
DT-C/M	60.0 mm	10.5 mm	14.0 mm
DT-C/S	50.0 mm	9.5 mm	13.0 mm

Word Bartholin Catheter Set



(INGILIZCE) WC-400MM Silicone Word/Bartholin Catheter w/syringe and scalpel This latex-free Word Bartholin Catheter set contains a silicone inflatable catheter, scalpel and syringe, all needed in the treatment of Bartholin gland abscesses.

(TURKCE) WC-400MM Silicone Word/Bartholin Catheter w/syringe and scalpel

Bu lateks içermeyen Word Bartholin Kateter seti silikon şişme kateter, Neşter ve siringa, tüm Bartholin bezi abse tedavisinde kullanılır.

HSG Catheter Set (LATEX - FREE) With Ballon



(INGILIZCE) Silicone Balloon-Tipped HSG Catheter Set, Latex-Free, available with or without a silicone balloon, are useful in evaluating the causes of abnormal bleeding, menstrual disorders, recurrent miscarriage, and unexpected infertility.

(TURKCE) HSG Kateter Set Lateks- Free ile balonlu veya balonsuz olarak. anormal kanama, adet bozukluğu, tekrar düşük yapma ve beklenmedik interfilite de faydalıdır.

SKU	Description	Package
BA05F	5 French Catheter	10 Units/Box
BA07F	7 French Catheter	10 Units/Box
BA051F	5 French SureFlex Catheter	10 Units/Box
BA071F	7 French SureFlex Catheter	10 Units/Box
BA300F	HSG Procedure Tray	10 Units/Box

Uterine Manipulator / Injector



(INGILIZCE) UMI4.5 is a simple, safe and effective device for Diagnostic Laparoscopy, Minilaparotomy, Fertility Exams, and Salpingoplasty. It also helps the sealing of the cervical os while providing a fluid or air to the cuff. It is indicated in Diagnostic Laparoscopy, Minilaparotomy, Fertility Exams, and Salpingoplastic procedures where manipulation of the uterus is required.

(TURKCE) UMI4.5 Diagnostik Laparoskopisi, minilaparotomi, Doğurganlık için basit güvenli ve etkili bir cihazdır. Sınavlar ve Salpingoplasti. Ayrıca bir sıvı veya hava sağlarken servikal os mühürlemeye yardımcı olur. Bu Teshis için Laparoskopisi. Minilaparotomi. Fertile Sınavlar ve Salpingoplastic Prosedurleri için uterus manipulasyon gereklidir.

SKU	Description	Length	OD	Package
UMI4.5	Uterine Manipulator / Injector 4.5mm	33.7cm	4.5mm	12 Units/box

Uterine Introducing Catheter (LATEX-FREE Without Balloon)



(INGILIZCE) The UIC Catheter can be used for either sonohysterography or hysterosonography procedure that greatly enhances the analysis of uterine pathology

(TURKCE) UIC Kateter ya sonohysterography veya büyük uterin patalojinin analizi artırır hysterosonography tedavisi için kullanılabilir.

SKU	Description	Package
UIC5F	5 French Catheter (without balloon)	25 Units/box
UIC5FA	5 French Catheter (without balloon with Acone)	25 Units/box

Uterine Injector



(INGILIZCE) The Uterine Injectors are double lumen, slightly curved and designed for single use. It was developed to facilitate diagnostic procedures such as Laparoscopy, Minilaps, Salpingoplasties and Fertility Examinations. It is a sterile disposable product consisting of plastic tube, connector and other plastic components which meets the USP recommendation for class VI testing. It is intended to be used during hysterosonography, hydrotubation, hysterosalpingogram, and salpingoplasties

(TURKCE) Uterin Enjektörler çift lumen, hafif kavisli ve tek kullanım için tasarlanmıştır. Laparoskopisi, Minilaps, Salpingoplasties ve Doğurganlık gibi tanı yöntemleri kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. Bu steril tek kullanımlık ürün plastik tüp, bağlayıcı ve diğer plastikten oluşur. hysterosonography, hydrotubation, hysterosalpingogram ve salpingoplasties. Sınıf VI testleri için USP tavsiyesi olduğunu bileşenleri. Bu esnasında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

SKU	Description	Length	OD	Package
UI4.0	Uterine Injector 4.0mm	26.2cm	4.0 mm	12 Units/Box
UI2.0	Uterine Injector 2.0mm	28cm	2.0 mm	12 Units/Box

The Curette



(INGILIZCE) The Curette is used to obtain endometrial tissue lining and superficial layers of the uterine endometrial wall for histological study. Twist & lock syringe with Randall cutting edge

(TURKCE) Curette endometriyal doku astar ve histolojik çalışma için uterin edometrial duvarın yüzeysel katmanları elde etmek için kullanılır. Randall kenar kesme Twist & kilit şırınga

Preferred Curette



(INGILIZCE) The Preferred Curette and the SureFlex Curette are used to obtain samples of mucosal lining for histological study in cancer screening, endometrial dating, or bacterial culturing.

(TURKCE) Tercih Curette kanser taraması endometrial dating veya bakteriyel kültür histolojik çalışma için mukozal astar örnekleri elde etmek için kullanılır.

SKU	Description	OD	Package
M0014	Preferred Curette	3.0 mm	25 Units / Box
M0015	SureFlex Preferred Curette	3.0 mm	25 Units / Box
M0016	EZ Preferred Curette	3.6 mm	25 Units / Box

Uterine Sound 25/box



(INGILIZCE) The latex-free Uterine Sounds are malleable, disposable, and ready to use for dilating and measuring the cervix. This disposable Uterine Sounds are graduated in centimeters and with the marking from 3 cm, 5 cm, 7 cm, 9 cm thru 11 cm.

(TURKCE) Lateks içermeyen sağlıklı, tek dövülebilir, ve genişletici ve ölçmek için kullanılmaya hazır sevis. Bu Uterus malzemesi 3 cm den , 5 cm, 7 cm, 9 cm, 11 cm arasındadır.

SKU	Description	Length	Size
BA100	Disposable Uterine Sound	245mm	3 mm

Silicone Vaginal Dilator Sets, Product ID : DT-A, DT-B, DT-C



(İNGİLİZCE) Each reusable set includes four graduated sizes of dilators used to enlarge the vagina for examination, surgical procedure, or relief of vaginismus.

ENDİKASYONLAR

Dilatörler, bir muayene, cerrahi bir prosedür veya vajinismusun rahatlatılması için vajinayı genişletmek üzere kullanılabilir.

KONTRENDİKASYONLAR

Dilatörler, akut genital alan enfeksiyonları, pelvik enfeksiyonlar veya uyumsuz hastalarda kontraendikasyon gösterir.

DİKKAT

Federal kanun, bir hekimin bu cihazı tavsiye etmesini talep eder. Vajinal Dilatörler, tek hasta kullanımı için tasarlanmıştır.

PROSEDÜRLER

Endikasyonlara yönelik olarak vajinal kanalın genellikle ya desteklenmesi ya da gerdirilmesi istenebilir. Dilatörler, bu amaç için kullanılan cihazlardır. Düz bir yüzeye sahiptirler, esnek ve hafif bir yapıları vardır ve yerinde sabit kalacak şekilde sahiptirler ve hasta tarafından kolaylıkla yerleştirilir ve çıkarılır.

Dilatör yerleştirilmeden önce hastanın konforu için vajinal bir yağlama maddesi, gerekli olabilir. Hekim, K-Y Jelly, Replens veya Premarin (Premarin, reçete gerektirir) önerebilir.

TALİMATLAR

1. Dilatörün ayarlanmasından ve yerleştirilmesinden önce normal bir pelvik muayene gerçekleştirin. Pelvik muayene, uygun ebadı belirlemeye yardımcı eder.
2. Bir hastanın vajinal dilatörü kullanabileceği süre, genellikle her gün için 5 ila 20 dakika arasındadır. Hekim, tanımlanan tedavi setteki daha geniş ebatlara doğru ilerledikçe dilatör kullanımının frekans ve süresini değiştirebilir.
3. Dilatör ebadı veya seti belirlendiğinde; vajinaya, taban veya çıkıntısı aşağı pozisyonda olacak şekilde en küçük dilatör yerleştirilmelidir.
4. Dilatör, yerleştirme işlemi için aşırı rahatsızlığa neden olmayacak şekilde yeterli genişliğe sahip olmalıdır.
5. Hasta, setteki en geniş ebadın yerleştirilmesiyle rahat konuma gelene kadar önerilen süre boyunca dilatör ebadını kademe kademe artırmak üzere talimatla yönlendirilmelidir.
6. Hastaya herhangi bir rahatsızlığı hemen rapor etmesini tembihleyin.

ÇIKARMA, TEMİZLEME VE ÖNERİLEN TAKİP

1. Dilatörü çıkarmak için maruz kalan çıkıntısını dilatör tamamen çıkana kadar nazikçe aşağı doğru çekin.
2. Çıkarıldıktan sonra dilatör, hafif sabunlu ve ılık su ile temizlenebilir (Hekim, önerilen dezenfeksiyon prosedürlerini takip edebilir).
3. Aşağıdaki talimatların önemini ve dilatör kullanımına yönelik beklenen sürenin uzunluğunu görüşün.
4. 24 ila 48 saat içerisinde hastanın, dilatöre karşı alerjisi olmadığından emin olun. Vajinayı muayene edin ve hastaya herhangi bir rahatsızlık, kaşınma, baskı, hassasiyet veya garip vajinal akıntısının olup olmadığını sorun. Ayrıca kişisel semptomlarında herhangi bir gelişme olmuşsa tespit edin.
5. Hastanın gereksinimlerini karşılamak için liste takip ziyaretleri yapın.

HASTAYA YÖNELİK TALİMATLAR

Hekiminiz, silikon vajinal dilatörlerin bir setini kullanma gereksiniminizi onaylamıştır. Hekiminiz tarafından bilgi verildiği şekilde en küçük dilatörle vajinal tedavinize başlayın. Dilatör, vajinaya uygun şekilde yerleştirildiğinde hafif bir baskı hissi duyabilirsiniz. Kademeli olarak önerilen süre boyunca hekiminiz, bir sonraki dilatör ebadını seçmenizi tavsiye edecektir. Bu süreç setteki en geniş ebadı kullanırken rahat etmenize kadar devam edecektir. Herhangi bir zamanda dilatörler, rahatsızlık vermeye başlarsa hemen hekiminize bildirin.

HEKİM TAVSİYELİ DEZENFEKSİYON PROSEDÜRÜ

1. 10 dakika boyunca 250°F veya 121°C'de 15 lbs'lik basınçta otoklav edin.
2. 15 dakika boyunca kaynatın.
3. Onaylanmış maddeyle soğuk sterilize edin. Örn.cideks ve sonra suyla tamamen durulayın.

Family A	Length	Small OD	Large OD
DT-A/XL	150.0 mm	30.0 mm	38.0 mm
DT-A/L	138.0 mm	25.5 mm	32.0 mm
DT-A/M	128.0 mm	22.5 mm	28.0 mm
DT-A/S	120.0 mm	19.5 mm	24.0 mm
Family B	Length	Small OD	Large OD
DT-B/XL	95.0 mm	26.0 mm	33.0 mm
DT-B/L	86.0 mm	22.5 mm	28.0 mm
DT-B/M	78.0 mm	19.5 mm	23.0 mm
DT-B/S	75.0 mm	12.5 mm	17.0 mm
Family C	Length	Small OD	Large OD
DT-C/XL	75.0 mm	13.5 mm	18.0 mm
DT-C/L	65.0 mm	12.0 mm	16.0 mm
DT-C/M	60.0 mm	10.5 mm	14.0 mm
DT-C/S	50.0 mm	9.5 mm	13.0 mm



Word / Bartholin Catheter
(Featuring a silicone catheter)

Inflatable Word/Bartholin catheter is made of medical-grade silicone. It is to be used for the treatment of abscesses of the Bartholin gland usually referred to as a Bartholin cyst. The WC-400 catheter set contains the silicone inflatable catheter with a scalpel, syringe and needle.

Product No:

WC-400 packaged 6 units/bx

Caution:

Federal law requires that a physician order this device.

Procedure:

Make an incision in the outer wall of the cyst to drain the abscess. After draining the abscess, insert the deflated silicone catheter through the incision and into the abscess. Using the 3cc syringe, filled with saline solution, carefully inflate the silicone catheter within the cyst cavity by injecting the saline into the catheter. Once inflated, remove the syringe and needle leaving the self-sealing saline inflated Word/Bartholin catheter within the abscess. After the epithelization of a new orifice is accomplished, the saline solution and catheter are removed from the cyst. After the catheter is removed, the abscess will generally shrink and completely heal leaving the Bartholin gland to function normally.

WC-400
Word/Bartholin Kateter

LATEX
FREE

(TÜRKÇE) Şişirilebilir Word/Bartholin kateter, medikal sınıf silikondan yapılmıştır. Genellikle Bartholin kisti olarak bilinen Bartholin bezi apsesinin tedavisinde kullanılır. WC-400 kateter seti, bir skalpel, şırınga ve iğne ile birlikte şişirilebilir silikon kateter ihtiva eder.

Ürün No:

WC-400 paketlenmiş 6 ünite/kutu


Dikkat:

Federal kanun, bu cihazı bir hekimin sipariş etmesini şart koşar.

Prosedür:

Apseyi akıtmak için kistin dış duvarında bir kesik oluşturun. Apseyi akıttıktan sonra sönük silikon kateteri, kesik boyunca ilerleterek apsenin içerisine sokun. Tuzlu solüsyonla doldurulmuş 3cc'lik şırınga kullanarak kateter içerisine tuzlu solüsyonu enjekte edip kist boşluğu içerisindeki silikon kateteri dikkatli bir şekilde şişirin. Şişirildikten sonra kendinden yalıtılmış ve şişirilmiş saline kateteri apse içinde bırakarak şırıngayı ve iğneyi çıkarın. Yeni bir orifisin epitelizeyonu gerçekleştirildikten sonra tuzlu solüsyon ve kateter, kistten çıkarılır. Kateter çıkarıldıktan sonra apse, büzülecek ve normal fonksiyonuna geri dönmek üzere Bartholin bezinden tamamen ayrılarak iyileşecektir.

Uterine Manipulator / Injector



Manipulator is a simple, safe and effective device for Diagnostic Laparoscopy, Minilaparotomy, Fertility Exams, and Salpingoplasty. It also helps the sealing of the cervical os while providing a fluid or air to the cuff.

Indications:

Use of the Panpac Manipulator is indicated in Diagnostic Laparoscopy, Minilaparotomy, Fertility Exams, and Salpingoplasty procedures where manipulation of the uterus is required.

Warnings :

- Ensure the catheter is secured to the handle. It's possible that the handle may be loosened during transportation. Snap it back on at the 6cm mark before use.
- Inflate the cuff before manipulation is essential to avoid trauma to the uterus.
- Insert Manipulator along the proper axis to avoid uterine trauma.

Precautions:

- . Test inflatable cuff before insertion for possible leakage.
- . Lubricate catheter tip before use.
- . Check for necessity to dilate cervix before insertion to avoid tearing inflatable cuff.
- . When using any liquid media, be sure to follow manufacturer instruction.
- . After insertion and inflation insure the cuff is properly inflated. (Squeeze pilot balloon and check its tautness.)
- . A deflated cuff may cause injury and trauma to the uterus.
- . Inspect the device for its integrity after use to ensure no parts are left inside.

Adverse Reactions:

Perforation of the uterine wall, Cramping, Infection

Direction for use:

1. Check the sterile pouch has not been opened or damaged.
2. Be sure the catheter is securely snapped in the handle.
3. Test the inflatable cuff by injecting 6 to 7 cc of air into valve (B).
4. After testing, evacuate all air from the cuff for insertion.
5. Sound the uterus for depth and direction, adjust the Manipulator depth accordingly Manipulator is pre-set at 6cm in depth.
6. Ascertain if the cervix needs dilation. The inflatable cuff may tear if the passage is not wide enough.
7. Lubricate the distal tip (C) and cuff (A) for easy insertion.
8. Guide the manipulator carefully along the natural axis of the cervix to avoid injury.
9. Insert the manipulator into the uterus until the face of cervical stop (E) touches the external cervix.
10. Inflate the cuff slowly with 3 to 10 cc of air until the cervical stop being pulled up tightly against the cervix. When detach the syringe, hold the plunger to prevent reflux of air back into the syringe.
11. Pull gently on the manipulator to be sure cuff inflation is adequate. Excessive cuff inflation may cause utero-tubal spasm and physiologic closure of patent tubes.
12. To insure the cuff has not ruptured during procedure, check the tautness of the pilot balloon. A soft balloon indicates a ruptured or leaking cuff.
13. To remove the manipulator, insert a syringe in the valve and deflate the cuff, then remove the manipulator carefully.

Contraindications:

- Pregnancy or suspected pregnancy
- Uterine or tubal infection
- Media allergy
- Gynecological malignancy
- During assisted reproduction technology

Uterine Manipulator / Injector



Uterine Manipulatör

Diagnostik Laparoskopi, Minilaparotomi, Kısırlık Çalışmaları ve Salpingoplasti için dizayn edilmiş basit, emniyetli ve etkili bir cihazdır. Aynı zamanda sıvı veya hava verilirken servikal os'un hava kaçırmasına mani olur.

ENDİKASYON

Cihaz uterusun manipulasyonu gereken Diagnostik Laparoskopi, Minilaparotomi, Kısırlık Çalışmaları ve Salpingoplasti için endikedir.

UYARILAR

- 1- Kateterin, sapına takılı olduğundan emin olun. Nakliye/taşıma esnasında kateter saptan ayrılabilir. Eğer ayrılmış haldeyse kullanmadan önce 6cm işaretinin üstünde yerine takın.
- 2- Kullanmadan önce balonun şişirilmesi uterusu travmayı önleyecektir.

DİKKAT

- 1- Balonu kullanmadan önce şişirip kontrol ediniz.
- 2- Kateterin ucunu kullanımdan önce kayganlaştırıcı sürünüz.
- 3- Servikse girmeden önce balonun yırtılmasını önlemek için serviksi dilate etmek gerekebilir.
- 4- Manipulatörü uterusu travma yapmayacak şekilde uygun hat üzerinde sokun.
- 5- Eğer sıvı bir şey kullanıyorsanız üreticinin talimat kılavuzuna uyunuz.
- 6- Girdikten ve şişirdikten sonra balonun tam olarak şiştiğine emin olunuz.
- 7- Sönük bir balon uterusu yaralanmaya veya travmaya neden olabilir.
- 8- Kullandıktan sonra cihazın bütünlüğünden ve içeride parça kalmadığından emin olun.

YAN ETKİLER

- 1- Uterus duvarının perforasyon
- 2- Kramplar
- 3- Enfeksiyon

KULLANIM TALİMATI

- 1- Steril ambalajın sağlam olduğunu kontrol ediniz.
- 2- Kateterin sapına bağlı olduğuna emin olunuz.
- 3- Balonu 6-7cc (B girişinden) hava ile şişirerek test ediniz.
- 4- Testten sonra bütün havayı boşaltın.
- 5- Uterusun derinliğini ve yönünü ölçün. Normalde 6cm' de ayarlı halde bulunan manipulatörün derinliğini ölçüme göre ayarlayın.
- 6- Servikse dilatasyon gerekip gerekmediğine emin olun. Eğer giriş yeteri kadar geniş değilse balon yırtabilir.
- 7- Distal ucu(C) ve balonu(A) kayganlaştırın.
- 8- Yaralanmayı önlemek için manipulatörü serviksin doğal hattı boyunca ilerletin.
- 9- Manipulatörü servikal stop'un yüzü(E) eksternal servikse değene kadar uterusun içine sokun.
- 10- Balonu servikal stop servikse karşı sıkıca yerleşene kadar yavaşça 3-10 cc arası hava ile şişirin. Şırıngayı çıkarınca kapağı havanın geri kaçmasını önlemek için tutun.
- 11- Balonun tam şiştiğini kontrol etmek için kateteri hafifçe geri çekin. Balonun aşırı şişmesi utero-tubal kasılmaya ve hastanın tüplerinin fizyolojik olarak kapanmasına yol açabilir.
- 12- Balonun hasar görmediğine emin olmak için, şişirme valfinin(B) sertliğini kontrol edin. Eğer bu kısım yumuşak ise balon hasar görmüştür veya kaçak vardır.
- 13- Manipulatörü geri çıkarmak için enjektörü takın ve havayı geri çekin.

KONTRAENDİKASYON

- 1- Hamilelik ve hamilelikten şüphelenme
- 2- Uterin veya tubal enfeksiyon
- 3- Kayganlaştırıcıya alerji
- 4- Jinekolojik tümör

HSG CATHETER SET



LATEKSİZ ÜRÜN

HSG kateter setleri, uterin patoloji analizini büyük ölçüde geliştiren sonohisterografi ve histerosalpingografi prosedürleri için kullanılır. HSG balon kateterler kullanıldığında prosedürler, basit ve hastalarınız için travmatik olmayan hale gelir. Plasman kılıfı, tenakulum gereksinimini ortadan kaldırır. HSG kateterleri, sadece tek hasta kullanımı için tasarlanmıştır.

ÜRÜN No:

BA05F (5 french)

BA07F (7 french)

BA051F (5 french SureFlex)

BA071F (7 french SureFlex)

DİKKAT:

Federal kanun, bu cihazı bir hekimin sipariş etmesini şart koşar.

ENDİKASYONLAR:

HSG kateterleri, anormal uterin kanaması, menstrüel düzensizlikler, yinelenen gebelik kaybı veya açıklanamayan kısırlık vakalarını değerlendirmek için kullanılır. Bu aletler, uterin patoloji değerlendirmesi ve tamoksifen tedavisi gören hastaların tespit edilmesi için çok faydalıdır.

KONTRENDİKASYONLAR

HSG prosedürleri, gebelik, şüpheli gebelik, etkin veya yeni pelvik enfeksiyonlar, ağır uterin kanama, jinekolojik habislik veya kontrast maddeye alerjisi olan hastalarda kontrendikasyonlar oluşturabilir. Bu alet, intrafallop prosedürler için kullanılmamalıdır.

PROSEDÜR:

HSG setini, steril poşetten ve balon koruyucu manşonu da kateterin distal ucundan çıkarın. Bağlı şırıngayı kullanarak şırınga luerine ekli tıpayı açık silikon balonu şişirin. Sonra silikon balonun tamamen sönmesini sağlayın. Bu prosedür, HSG balon güvenliğini sağlar. Ortam kaynağını, açık luere takın ve havayı çıkararak ve ortam kanalını temizleyerek kontrast maddenin, kateter boyunca akmasını sağlayın.

KULLANIM TALİMATLARI

Esas kılıfla HSG kateteri konumlandırın böylece kateterin ucu, serviks eksternal OS'nin girişine gelir. HSG kateteri balonla birlikte servikal kanal boyunca uterin boşluğuna doğru yavaşça itin. Uterin kavite içerisinde balonu şişirin ve sönmesini önlemek amacıyla balon tıpasını kapatın.

Balon, internal OS'a dayanana kadar kateteri dikkatli bir şekilde geri çekin. Şimdi kontrast maddeyi, uterusu enjekte edin ve muayene ile devam edin.

Uterusa erişimin zor olduğu vakalarda balon, servikal kanal içerisinde şişirilebilir.

HSG catheter sets can be used for sonohysterography and hysterosalpingography procedures that greatly enhance the analysis of uterine pathology. Using HSG balloon catheters, the procedures are simple and non-traumatic for your patients. A placement sheath eliminates the need for a tenaculum. HSG catheters are designed for single patient use only.

CAUTION

Federal law requires that these devices be ordered by a physician.

INDICATIONS

HSG catheters may be used to evaluate the causes of abnormal uterine bleeding, menstrual disorders, recurrent pregnancy loss or unexplained infertility. These devices are also very useful for the assessment of uterine pathology and assessment of patients on tamoxifen therapy.

CONTRAINDICATIONS

HSG procedures are contraindicated in pregnancies, suspected pregnancies, active pelvic infections, or recent pelvic infections, severe uterine bleeding, gynecologic malignancies, or if the patient is allergic to the contrast media. This device should not be used for intrafallopian procedures.

PROCEDURE

Remove the HSG set from the sterile pouch and remove the balloon protective sleeve from the distal end of the catheter. Using the attached syringe, inflate the silicone balloon by opening the stopcock attached to the syringe luer. Then allow the silicone balloon to completely deflate. This procedure ensures the integrity of the HSG balloon. Attach the media source to the open luer and allow the contrast media to flow through the catheter removing air and clearing the media channel.

DIRECTIONS FOR USE

With the guiding sheath, position the HSG catheter so that the tip of the catheter is at the entrance of the cervix external OS. Gently push the HSG catheter, with balloon, through the cervical canal and into the uterine cavity. Inflate the balloon within the uterine cavity and close the balloon stopcock to prevent the balloon from deflating. Carefully withdraw the catheter until the balloon is resting against the internal OS. Now inject the contrast media into the uterus and proceed with the examination. In cases where the access to the uterus is difficult, the balloon may be inflated within the cervical canal.

The Curette



The ETO Sterilized Curette is used to obtain a sample of differentiated endometrial tissue. The Curette is a 3mm (O.D.) endometrial suction curette with a Randall-like cutting edge at its distal end and packaged with a twist-and-lock syringe. The syringe provides the vacuum or suction during the procedure. The Curette is sterile unless the package is opened or damaged. It is designed for single patient use only.

Product No. : RD003

INDICATION:

The endometrial suction curette- The Curette is a device used to remove samples of materials from the uterus and from the mucosal lining of the uterus by scraping or vacuum suction. These devices obtain tissue samples for purposes of biopsy, precancer screening or they can be used for menstrual extraction.

CAUTION:

Federal law restricts this device to sale by or on the order of a physician.

CONTRAINDICATIONS:

The procedure is contraindicated in suspected pregnancy or in women with acute pelvic inflammatory disease. It is also contraindicated in women with chronic cervical infections or any conditions which contraindicate an outpatient surgical procedure.

PROCEDURES:

While sounding the uterus and using this device, care should be taken to avoid perforation of the uterine wall. Do not depress the syringe's piston while it is in the uterus.

DIRECTIONS FOR USE:

1. Prepare the vagina and cervix as you would for any sterile intrauterine procedure.
2. Expose the cervix using a suitable speculum.
3. Gently insert a uterine sound to determine the depth and direction of the uterine cavity. It may be necessary to grasp the cervix with a tenaculum. If the uterus is anteverted, the grasp should be on the anterior lip of the cervix. If the uterus is retroverted, the grasp should be on the posterior lip of the cervix. Apply gentle traction to straighten any cervical curvature.
4. After the depth of the cervix has been determined, insert the Curette paying close attention to the embossed scale on the Curette sleeve or use the enclosed "stopette." This will provide additional protection from perforation.
5. With the piston of the Curette's syringe completely depressed, the Curette should be inserted and gently passed through the cervical canal and into the cavity of the uterus. Discontinue any traction applied with a tenaculum. Carefully attach the syringe to the base of the Curette. Please note, that the "arrow" at the proximal end of the curette is aligned with the cutting edge or sampling point of the distal end.
6. With one hand holding the proximal end of the Curette, withdraw the piston of the syringe with your free hand creating a vacuum within the Curette. The withdraw motion should be smooth and steady until the piston reaches the end stop of the syringe. Now grasp the piston syringe close to the blue locking mechanism and lock the piston in place by turning the piston 1/4-turn clockwise. Test to be sure the piston is secured in its locked position. When locked, the syringe will provide adequate vacuum or suction during the procedure.
7. After the piston has been retracted and locked to provide a vacuum or suction, rotate the Curette through all four quadrants of the endometrium by using long slow strokes.
8. The Curette should be gently removed from the uterus. Upon examination of the device, you should see a specimen or sample from the endometrium of histological quality. Bleeding is usually minimal, if it occurs at all.
9. Cut off the tip of the Curette just above the sampling point of the device. The sampling point is the entrance port with the Randall-like cutting edge at the distal end of the Curette. Unlock the syringe by turning the syringe piston 1/4 turn counterclockwise and expel the specimen into an appropriate transfer vial.

WARNINGS:

1. In general, any patient with cervical stenosis requires extreme precaution. Do not use force when using this device with these patients. You may use a topical anesthetic prior to the use of the Curette.
2. Be aware of and look for adverse reactions that are occasionally encountered in any intrauterine procedure.

ADVERSE REACTIONS:

1. Patients should be carefully watched for evidence of unusual paleness, nausea, vertigo or weakness. Any cervical manipulation may cause a vasovagal reaction. These symptoms typically subside in about 15 minutes of rest and/or a mild analgesic.
2. In some cases, there may be spot bleeding or mild cramps after this procedure has been performed. The patient should be instructed to notify the physician if spotting continues or if a persistent fever develops.

Küret Vajinal



ETO yöntemi ile steril edilmiş olan Küret endometrial dokudan örnek alınmasında kullanılır. Distal ucunda Randall tipi kesici olan küret 3mm çapında endometrial emici bir kürettir. Kıvrık ve kilitle tipi şırıngası ile beraber paketlenmiştir. Şırınga işlem boyunca vakum veya emme olanağı sağlar. Paket açılmadığı veya zarar görmediği sürece sterildir. Tek kullanımlık olarak tasarlanmıştır.
Ürün no: RD003

ENDİKASYON

Küret vakumlama veya kazıma yöntemi ile uterus ve uterus mukozasından örnek alınması için kullanılan bir malzemedir. Bu malzeme ile kanser test amaçlı biyopsi yapmak için doku parçası veya mensturasyon zamanı örnek almak için

kullanılır.

DİKKAT

Federal kanunlar bu malzemenin bir doktor tarafından satışını yasaklar.

KONTRAENDİKASYON

Bu yöntem hamilelik şüphesinde veya akut pelvik enflamasyon durumunda kontraendikedir. Ayrıca kadınlarda kronik servikal enfeksiyon veya hastanın ayakta cerrahi girişime uygun olmadığı durumlarda kontraendikedir.

YÖNTEMLER

Uterus derinliğini ölçerken ve kullanım esnasında uterus duvarını perfor etmemeye dikkat ediniz. Uterusun içindeyken şırınga pistonunu itmeyiniz.

KULLANIM TALİMATI

- 1- Vajina ve serviksi steril intrauterin çalışma yapılacak şekilde hazırlayın.
- 2- Serviksi uygun spekulum ile açın.
- 3- Dikkatli bir şekilde uterusun derinliğini ve yönünü tespit edin. Bu esnada serviksi tenaculum ile tutmanız gerekebilir. Eğer uterus öne doğru eğilmişse (anteverte), tutma yeri serviksin anterior dudağı olmalıdır. Eğer uterus arkaya doğru eğilmişse (retroverte), tutma yeri serviksin posterior dudağı olmalıdır. Servikal eğimi erginleştirmek için hafif traksiyon uygulayın.
- 4- Serviksin derinliğini tespit ettikten sonra, küreti üzerindeki skalaya dikkat ederek servikse sokun. Bu perforasyon riskini azaltacaktır.
- 5- Küretin şırınga pistonu tamamen basılı haldeyken, küret vajinaya sokularak servikal kanaldan geçip uterus boşluğuna ulaştırılmalıdır. Tenaculum ile traksiyon uygulamayı bırakın. Şırıngayı kürete dikkatlice takın. Küretin proksimal ucundaki ok işareti ile distal ucundaki kesici kenar veya örnek alınacak nokta aynı hizada olmalıdır.
- 6- Bir eliniz küretin proksimal ucunu tutarken, diğer eliniz ile şırınganın pistonunu vakum yaratmak için geri çekin. Çekme işlemi yumuşak ve sabit olmalıdır. Pistonu mavi renkli kilitleme mekanizmasında tutup saat yönünde 1/4 oranında çevirerek kilitleyin. Pistonun kilitli pozisyonunda olduğundan emin olun. Kilitlendiği zaman şırınga yeterli vakumu veya emme gücünü sağlayacaktır.
- 7- Kürete endometriyumun dört yönü boyunca uzun yavaş vuruşlarla rotasyon yaptırın.
- 8- Küreti uterustan nazikçe geri çekin. Cihazı incelediğinizde endometriyumdan alınan örneğin histolojik kalitesini anlayabilirsiniz. Eğer kanama olursa minimaldir.
- 9- Küretin ucunu cihazın örnek aldığı kısmın hemen üstünden kesin. Örnek noktası küretin distal ucundaki Randall tipi kesici kenarı içeren giriş portudur. Şırınganın kilidini pistonu 1/4 oranında saat yönü aksine çevirerek açın ve içinden örneği alın.

UYARILAR

- 1- Genel olarak, servikal stenosisi olan hastalara aşırı dikkat gerektirir. Bu tip hastalarda bu cihazı kullanırken fazla kuvvet kullanmayın. Küretin kullanımından önce lokal anestezi kullanabilirsiniz.
- 2- Herhangi bir intrauterin girişimde olabilecek yan etkiler için dikkatli olunuz.

YAN ETKİLER

- 1- Hastalar solgunluk, mide bulantısı, baş ağrısı ve halsizlik gibi yan etkiler için kontrol edilmelidir. Herhangi bir servikal manipulasyonda vasovagal reaksiyon olabilir. Bu tip reaksiyonlar 15 dk dinlenme veya bir analjezik ile geçer.
- 2- Bazı durumlarda, kanama veya kramplar olabilir. Eğer kanama veya ateş olursa hasta doktora gösterilmelidir.

CYPRAMED

WC - 400
Word/Bartholin Catheter




The Curette



HSG Catheter Set



Uterine Manipulator / Injector



General Distributor

Cypromed Sağlık Hizmetleri
San. Tic. Ltd. Şti.
İstanbul - TURKEY
www.cypromed.com.tr
info@cypromed.com.tr
0 532 297 00 25
0 532 611 66 66



Yetkili Bayii