


ClearView® TOTAL

Laparoscopic
Hysterectomy
Uterine Manipulator

Complete ClearView TOTAL Kit
Komple ClearView Toplam Seti
Total Laparoskopik Histerektomi



Optimal visualization. Complete uterine control.

ClearView TOTAL is a single-use, sterile device that allows for uterine manipulation and clearly defines where to make the colpotomy incision. In addition to the features of the traditional ClearView, the ClearView TOTAL includes a pre-attached occluder balloon as well as 3 different sizes of colpotomy cups, conveniently packaged in a sterile inner tray which can be removed and placed aside until use. The colpotomy cups were designed for improved visibility during insertion and are colored for easy identification when making the colpotomy incision. ClearView TOTAL is designed specifically for laparoscopic procedures where it is desirable to locate the position of the vaginal fornices, typically during Total Laparoscopic Hysterectomy.

Optimal görselleştirme Komple uterin (rahim) kontrolü

ClearView® TOTAL, uterin manipülasyonuna olanak sağlayan ve kolpotomi insizyonunun yapılacağı yeri net bir şekilde tanımlayan tek kullanımlık, steril bir cihazdır. ClearView'in geleneksel özelliklerine ek olarak ClearView® TOTAL, 3 farklı boyuttaki kolpotomi kupasının yanı sıra kullanılıncaya kadar çıkarılıp bir kenara yerleştirilebilir steril bir tepsiye uygun bir şekilde ambalajlanmış ön-eklemeli occluder balon içerir. Kolpotomi kupaları, sokma esnasında görünürlüğü geliştirmek için tasarlanmıştır ve kolpotomi insizyonu yaparken kolay tanımlanma açısından renklendirilmiştir. ClearView® TOTAL, tipik olarak Total Laparoskopik Histerektomi sırasında vajinal forniks konumunun tespit edilmek istendiği laparoskopik prosedürler için özellikle tasarlanmıştır.

Product Number / Order Information Ürün Numarası / Sipariş Bilgisi		
UM 750	ClearView TOTAL Uterine Manipulator - 7cm Tip	5/box
UM 950	ClearView TOTAL Uterine Manipulator - 9cm Tip	5/box

ClearView® TOTAL Benefits Colpotomy Cups Compatible With Any Scalpel

Each ClearView TOTAL includes 3 different sizes (3,3.5,4cm) of colpotomy cups to ensure the proper size is available. The colpotomy cups are made from a proprietary material which, unlike many other colpotomy cups, can be used with both electrosurgical and harmonic scalpels. The colpotomy cups were designed for improved visibility during insertion and are colored for easy identification when making the colpotomy incision.

Kolpotomi kupaları

Her bir ClearView® TOTAL, uygun boyutun kullanılmasını sağlamak üzere 3 farklı boyutta (3, 3.5, 4cm) kolpotomi kupası içerir. Kolpotomi kupaları, bir çok kolpotomi kupasından farklı olarak hem elektro cerrahi hem de harmonik skalpellerle birlikte kullanılan özel bir malzemeden imal edilir. Kolpotomi kupaları, sokma esnasında görünürlüğü geliştirmek için tasarlanmıştır ve kolpotomi insizyonu yaparken kolay tanımlanma açısından renklendirilmiştir.

Why choose ClearView® TOTAL? Neden ClearView® TOTAL ?

► Use Any Scalpel / Herhangi bir skalpeli kullanın

Each ClearView TOTAL includes 3 different sizes (3,3.5,4cm) of colpotomy cups to ensure the proper size is available. The cups, which are made from a proprietary material, can be used with both electrosurgical and harmonic scalpels.

3 SIZES
3 FARKLI
BOYDA
• 3cm
• 3.5cm
• 4cm




Her bir ClearView® TOTAL, uygun boyutun kullanılmasını sağlamak üzere 3 farklı boyutta (3, 3.5, 4cm) kolpotomi kupası içerir. Kolpotomi kupaları, hem elektro cerrahi hem de harmonik skalpellerle birlikte kullanılan özel bir malzemeden imal edilir.

► Maintain Pneumoperitoneum / Pnömooperitonyumu Muhafaza Eder

The pre-attached occluder balloon requires no assembly. It serves as a seal to prevent the loss of the pneumoperitoneum once the colpotomy incision has been made.

Ön-eklemeli occluder balon, montaj gerektirmez. Kolpotomi insizyonu yapıldıktan sonra pnömooperitonyumun kaybını önleyerek bir sızdırmazlık malzemesi olarak iş görür.



► Completely Disposable / Tek kullanımlıktır

- No Reprocessing
- No Sterilization
- No Cross
- No Contamination
- Yeniden işleme yok
- Sterilizasyon yok
- Montaj yok
- Karşılıklı kontaminasyon yok



► Greatest Range of Motion / En büyük hareket aralığı

120°
anteverision
90°
retroversion



Occluder Balloon

The pre-attached occluder balloon requires no assembly. It serves as a seal, preventing the loss of the pneumoperitoneum once the colpotomy incision has been made. It is filled with 60-120cc of sterile liquid using the included 60mL syringe.

Occluder Balon

Ön-eklemeli occluder balon, montaj gerektirmez. Kolpotomi insizyonu yapıldıktan sonra pnömooperitonyumun kaybını önleyerek bir sızdırmazlık malzemesi olarak iş görür. Dahil olan 60ml'lik şırınga kullanılarak 60-120cc steril sıvı ile doldurulur.

Adjustable Tip Length

A 1cm spacer is included in the ClearView TOTAL kit. The spacer adjusts the tip length, effectively changing a 9cm or 7cm tip into an 8cm or 6cm tip respectively. If the spacer is needed to optimize sizing it simply snaps on in seconds.

Ayarlanabilir Uç uzunluğu

1cm'lik aralayıcı, ClearView TOTAL Kitine dahil edilmiştir. Aralayıcı, 9cm veya 7cm'lik ucu 8cm veya 6cm uca etkin şekilde dönüştürerek uç uzunluğunu ayarlar. Aralayıcının boyutlandırmasını optimize etmek gerekirse sadece saniyeler içerisinde gerçekleştirilir.

Optimal Patient Position

The rotating control handle facilitates one-handed control, enabling the surgeon to manipulate the uterus through the drape without breaking the sterile barrier. The reference "bump" on the handle helps the surgeon know which direction the tip is positioned. The design also enables the patient to remain in the supine position.

Optimal Hasta Pozisyonu

Döner kontrol kolu, steril bariyeri frenlemeden cerrahın drape boyunca uterusu manipüle etmesini sağlayarak tek elle kontrolü kolaylaştırır. Handle üzerindeki referans "bump", cerrahın ucun konumlanacağı pozisyonu bilmesine yardım eder. Tasarım, aynı zamanda hastanın yatar pozisyonunda kalmasını sağlar.