


ClearView®

Uterine Manipulator



Optimal visualization.

Complete uterine control.

ClearView is an innovative, completely disposable, uterine manipulator. It provides surgeons with optimal visibility and complete uterine control during laparoscopic procedures. With its pivot point at the cervical os, ClearView provides 120° anteversion, 90° retroversion, as well as lateral movement; for the greatest motion range of any uterine manipulator. No tenaculum is required for insertion; and with the patient in the preferred supine position; ClearView's light weight, balanced-design is self-holding, eliminating the need for an assistant.

Optimal görselleştirme

Komple uterin (rahim) kontrolü

ClearView, yenilikçi, tek kullanımlık bir uterin manipülatördür. Cerrahlara, laparoskopik işlemler sırasında optimal görünürlük ve komple uterin kontrolü sağlar. Servikal os'taki pivot noktası ile ClearView, herhangi bir uterin manipülatörünün en büyük hareket aralığı için lateral hareketin yanı sıra 120° anteversiyon (öne dönüklük), 90° retroversiyon (geriye dönüklük) sağlar. Sokma için tenakulum gerekli değildir ve tercih edilen yatar pozisyonda hasta ile birlikte ClearView'in hafif ağırlığı ve dengeli tasarımı, asistan gereksinimi asistan gereksinimi elimine ederek kendi kendini tutma özelliğine sahiptir.

Product Number / Order Information Ürün Numarası / Sipariş Bilgisi		
UM 700	ClearView Uterine Manipulator - 7cm Tip	5/box
UM 900	ClearView Uterine Manipulator - 9cm Tip	5/box

Complete ClearView Kit

A state-of-the-art uterine manipulator designed for complete uterine control, convenience, and safety. ClearView is an innovative, completely disposable, uterine manipulator. It provides surgeons with optimal visibility and complete uterine control during laparoscopic procedures. ClearView provides 120° degrees anteversion and 90 degrees retroversion, as well as lateral movement; for the greatest motion range of any uterine manipulator.

Komple ClearView Kiti

Tam rahim kontrolü, kolaylık ve güvenlik için tasarlanmış modern bir uterin manipülatör. ClearView, yenilikçi, tek kullanımlık bir uterin manipülatördür. Cerrahlara, laparoskopik işlemler sırasında optimal görünürlük ve komple uterin kontrolü sağlar. ClearView, herhangi bir uterin manipülatörünün en büyük hareket aralığı için lateral hareketin yanı sıra 120° anteversiyon (öne dönüklük), 90° retroversiyon (geriye dönüklük) sağlar.

Recent Device Upgrades

You may or may not be aware, but ClearView recently went through a few upgrades. We listened to the feedback our customers provided and adjusted the device accordingly. The ClearView is now more reliable than ever!

En Son Cihaz Güncellemeleri

Farkında olun veya olmayın ClearView, son dönemde birkaç güncelleme yapmıştır. Müşterilerimizin geri bildirimlerini dikkate aldık ve cihazı, buna göre tedarik ettik ve uyarladık. ClearView, şimdi her zamankinden daha güvenilir!

Pivot at the Cervical os & Greatest Range of Motion

Having the pivot at the cervical os increases mobility and visibility. ClearView provides a full 210° of articulation for unmatched exposure.

Servikal os'taki pivot ve En büyük hareket aralığı

Servikal os'ta pivota sahip olma, mobilite ve görünürlüğü yükseltir. ClearView, eşsiz pozlamada tam 210° artikülasyon sağlar

Rotating Control Handle

The rotating control handle facilitates one-handed control, enabling the surgeon to manipulate the uterus without breaking the sterile barrier. The reference "bump" on the handle helps the surgeon know which direction the tip is positioned.

Rotating Control Handle

Döner kontrol kolu, steril bariyeri frenlemeden cerrahın uterusu manipüle etmesini sağlayarak tek elle kontrolü kolaylaştırır. Kol üzerindeki referans "bump", cerrahın ucun konumlanacağı pozisyonu bilmesine yardım eder. Daha fazla bilgi için Ürün Literatür sayfasını ziyaret edin, Demo sayfası talep edin veya yerel distribütörünüzle irtibat kurun.

Why choose ClearView®? Neden ClearView®?

► Greatest Range of Motion / Neden ClearView?

120°
anteversion

90°
retroversion



► Completely Disposable / Tek kullanımlıktır

- No Reprocessing
- No Sterilization
- No Assembly
- No Cross-Contamination
- Yeniden işleme yok
- Sterilizasyon yok
- Montaj yok
- Karşılıklı kontaminasyon yok

► Optimal Patient Position / Optimal hasta pozisyonu

Maximum manipulation with the patient in the preferred supine position as opposed to the lithotomy position required by other devices.



Diğer cihazların gerektirdiği litotomi konumuna karşı tercih edilen yatar pozisyonda hasta ile birlikte maksimum manipülasyon

► No Assistant Needed / Asistan gerekli değil

The rotating handle provides one-handed surgeon control w/o breaking the sterile barrier or needing an assistant.



Döner kol, steril bariyer frenleme veya bir asistan ihtiyacı olmaksızın cerraha tek elle kontrol imkanı sağlar.

Self-holding Device

The light-weight, balanced, design, allows the ClearView to be moved into position and left, freeing the hands of the surgeon and eliminating the need for an assistant.

Kendiliğinden Tutan Cihaz

Hafif dengeli tasarım, asistan ihtiyacını elimine ederek ve cerrahın ellerinin serbest kalmasını sağlayarak ClearView'in pozisyon içinde sola hareket ettirilmesine imkan tanır.

Adjustable Tip Length

A 1cm spacer is included in the ClearView kit. The spacer adjusts the tip length, effectively changing a 9cm or 7cm tip into an 8cm or 6cm tip respectively. If the spacer is needed to optimize sizing it simply snaps on in seconds.

Ayarlanabilir Uç uzunluğu

1cm'lik aralayıcı, ClearView Kitine dahil edilmiştir. Aralayıcı, 9cm veya 7cm'lik ucu 8cm veya 6cm uca etkin şekilde dönüştürerek uç uzunluğunu ayarlar. Aralayıcının boyutlandırmasını optimize etmek gerekirse sadece saniyeler içerisinde gerçekleştirilir.

Effective Chromotubation

During surgery, typically laparoscopy, the status of the tubes can be inspected as a dye is injected, in a process known as chromotubation, into the uterus and shown to pass through the tubes. Laparoscopic chromotubation has been described as the gold standard of tubal evaluation. The ClearView is an effective device to perform such tests.

Etkin Chromotubation

Tipik olarak laparoskopi gibi cerrahi işlem sırasında tüpün durumu, chromotubation olarak bilinen bir süreç içerisinde boya uterusu püskürtüldüğünden incelenebilir ve tüpten geçişi gösterilebilir. Laparoskopik chromotubation, tübal değerlendirilmenin altın standardı olarak tanımlanmıştır. ClearView, bu tip testleri gerçekleştirmek için etkili bir cihazdır.